

Kwaliteit door betrokkenheid

Gebruiksaanwijzing badstof hoezen

Ter verhoging van het zitcomfort en voor de bevordering van de hygiëne wordt de Exello zitorthese voorzien van afneembare badstof hoezen.

Iedere hoes is aan de binnenkant van een naam label met ordernummer voorzien.

U kunt de hoes van boven naar beneden om de orthese heen doen. De hoes wordt vastgemaakt met de hoezenhaakjes.

Wasvoorschriften



Wassen op maximaal 60 graden



Niet strijken



Alleen drogen op lage temperatuur



Zelf reinigen met gebruikelijke oplossingen toegestaan



Niet bleken